

- ☉ SANS SUBSTANCE D'ORIGINE ANIMALE
- ☉ SANS BULLE
- ☉ PROTECTION DES CELLULES ENDOTHÉLIALES
- ☉ MAINTIEN DE LA CHAMBRE ANTÉRIEURE ET DU SAC CAPSULAIRE
- ☉ NE NÉCESSITE PAS UN STOCKAGE RÉFRIGÉRÉ



Nom	VISCO MC
Références	VISCO-MC
Code ClaDiMed	S50AB01
Composition	Hydroxypropyl méthyl cellulose (HPMC) (20 mg/ml), hydrogénophosphate disodique dodécahydraté, dihydrogénophosphate de sodium dihydrate, chlorure de sodium et eau pour préparation injectable
Concentration	HPMC : 2.0%
Structure	Haute dispersibilité
Poids moléculaire	Environ 516 000 Da
Viscosité sans cisaillement	16 000 mPa.s
Osmolalité	265 - 300 mOsmol/kg
pH	6.8 - 7.6
Volume	2.5 ml
Canule	23G (courbé)
Stérilisation	Vapeur et EtO
Température de conservation	+2°C / +25°C
Conditionnement	Boite de 1 unité