

### PLATEAU

**350202** Plateau  
26.5 x 16.2 x 4.5 cm - Stérile



Stérilisation: Oxyde d'éthylène

Composition: Polypropylène

#### CONDITIONNEMENT

Carton de 40 unités

### ABSORPTION ET ADMINISTRATION DE FLUIDES

**9001/** Lancette absorbante  
**9001-100** Rapidité d'absorption



**9003** Bâtonnet absorbant stérile  
**9004** Bâtonnet absorbant non stérile  
Longueur totale : 6.6 cm - Ø : 5 mm Extrémité - angulée à 45°  
Composition non pelucheux et suffisamment rigide pour exercer de légères pressions



**9802** Drain ophtalmique - Hautement absorbant - Matière PVA (non pelucheux)




**9301** Filtre 0.20 micron  
Elimine les particules et les risques de contamination microbiologique de 0.22 micron et plus. Branchement Luer Lock mâle/femelle



**9303** Connecteur mâle/mâle  
Longueur totale : 29 mm  
Instrument de connection pour tube. Branchement Luer



**9006** Eponge chirurgicale - Gills - 2 x 8 mm - PVA



**9101** Lingette instruments - 7.5 x 7.5 cm - PVA



**9701** Film pour incision  
12.7 x 22.8 cm - taille de la partie adhésive: 12.7 x 18.4 cm



**9803** Kit d'absorption chirurgical  
Contient: 1 lingette instrument (9101) - 1 lentille de cornée (9202) - 1 drain ophtalmique (9802)



**7002** Tube silicone - longueur : 14 cm - Øint : 0.3 mm - Øext : 0.6 mm



Stérilisation: Irradiation

Composition:

9001/9001-100: Cellulose & polyéthylène

9003/9004: Viscose pour le noyau et revêtement en cellulose

9802/9101/9006: PVA

9301/9303/9701/9803: Sur demande

7002: Silicone

#### CONDITIONNEMENT

9001: Boîte de 15 sachets de 15 unités

9001-100 : Boîte de 100 sachets de 5 unités

9003, 9006: Boîte de 20 sachets de 5 unités

9004 : Boîte de 250 unités

9802, 9101, 9701, 9803 : Boîte de 20 unités

9301, 9303: Boîte de 50 unités

7002 : Boîte de 10 unités

Ces produits sont des dispositifs médicaux

## TOBOGGANS

**9201** Toboggan chirurgical  
Longueur : 25 mm - Largeur : 3 mm



**9204** Toboggan pour implant  
Longueur : 35 mm - Largeur : 5 mm



Stérilisation: Oxyde d'éthylène  
Composition: Sur demande

### CONDITIONNEMENT

Boîte de 50 unités

## SERINGUES 3 PIÈCES

**103323** Seringue tuberculine nue 1ml



**103328C** Seringue Luer Lock 3 ml



**103330C** Seringue Luer Lock 5 ml

Stérilisation: Oxyde d'éthylène  
Composition: Sur demande

### CONDITIONNEMENT

Boîte de 100 sachets individuels

## BATÔNNET DE BADIGEON

**370107** Batônnet de badigeon stérile - 15 cm  
Stérile



Stérilisation: Oxyde d'éthylène  
Composition: Sur demande

### CONDITIONNEMENT

Carton de 90 unités

## CUPULES

**350106CZ** Cupule plastique 60 ml  
Stérile



**350110** Cupule plastique 120 ml  
Stérile - double emballage



Stérilisation: Oxyde d'éthylène  
Composition: PP

### CONDITIONNEMENT

350106CZ: Carton de 240 unités

350110: Carton de 140 unités

Ces produits sont des dispositifs médicaux

**MARQUEURS ET TAMPONS**


**7319** Marqueur 2 pointes violet  
1 côté point fine et 1 côté pointe biseautée



**7320** Marqueur 2 pointes bleu de méthylène  
1 côté point fine et 1 côté pointe biseautée



**7303** Tampon encreur violet



**7304** Tampon encreur bleu de méthylène



Stérilisation: Irradiation

Composition: sur demande

**CONDITIONNEMENT**

7319 & 7320 : Boîte de 20 unités

7303 & 7304 : Boîte de 10 unités

**PROTECTIONS OCULAIRES**

**9202** Lentille de cornée  
Ø 8 mm - Matière PVA (non pelucheux)



**9203** Lentille de cornée  
Ø 6 mm - Matière PVA (non pelucheux)



**9205** Lentille de cornée  
Ø 10 mm - Matière PVA (non pelucheux)



**9401** Protection oculaire non stérile  
Pour oeil droit ou gauche



**9402** Protection oculaire stérile  
Pour oeil droit ou gauche

Stérilisation: Irradiation

Composition: PVA pour les lentilles de cornée

**CONDITIONNEMENT**

9202 à 9205 : Boîte de 20 unités

9401 & 9402 : Boîte de 50 unités

**LUNETTES DE PROTECTION - PHOTOTHÉRAPIE DYNAMIQUE (PDT)**

**U40** Lunettes de protection patient - PDT  
Coloration des verres : Ambre - Transmission de la lumière visible (VLT) : 18%  
Filtre UV et lumière bleue  
Dimension du cadre facial : intérieur : 152 x 52 mm / extérieur : 155 x 55 mm  
Réduction des éblouissements, amélioration des contrastes, augmentation de la clareté visuelle.  
Les lunettes U40 sont préconisées pour le glaucome, la dégénérescence maculaire et pour les suites postopératoires de la cataracte.



Composition: Sur demande


**CONDITIONNEMENT**

Etui de 1 unité


Ces produits sont des dispositifs médicaux (excepté U40)

## DRAINS POUR LASIK


**7301** Drain LASIK - Chayet  
Ouverture de 10 mm



**7311** Drain LASIK - Chayet  
Ouverture de 12 mm



**7317** Drain LASIK - Gimbel/Chayet  
Ouverture de 8.5 mm - Design unique permettant de sécuriser le volet



Stérilisation: Irradiation

Composition: Sur demande

### CONDITIONNEMENT

Boîte de 20 unités

## EPONGE POUR LASIK

**7305** Eponge - Probst  
2 x 4 mm - Matière PVA (non pelucheux)



Stérilisation: Irradiation

Composition: PVA

### CONDITIONNEMENT

Boîte de 20 sachets de 5 unités

## LANCETTE POUR LASIK

**7306** Lancette  
**7306-100** 2 x 4 mm - Matière PVA (non pelucheux)



Stérilisation: Irradiation


Composition: PVA

### CONDITIONNEMENT


Boîte de 15 sachets de 5 unités (7306-100 :  
boîte de 100 sachets de 5 unités)

## FILMS DE PROTECTION POUR LASIK

**7309** Film de protection  
Dimensions totales : 10 x 12.5 cm - dimension adhésif: 10 x 8.75 cm  
Couvre cils, paupières et sourcils



**7318** Film de protection  
Dimensions totales : 2.5 x 22.8 cm - dimension adhésif: 2.5 x 18.4 cm  
Couvre cils, paupières et sourcils



Stérilisation: Irradiation


Composition: Sur demande

### CONDITIONNEMENT

Boîte de 20 unités

## LENTILLE DE PROTECTION POUR LASIK

**7302** Lentille de protection  
Ø 8 mm - matière PVA (non pelucheux) - protège et humidifie le volet cornéen



Stérilisation: Irradiation

Composition: PVA

### CONDITIONNEMENT

Boîte de 20 unités

Ces produits sont des dispositifs médicaux