



Produit

Nom	Bi-Flex HL
Références	677ADY
Code ClaDiMed	S50BI02

Spécifications techniques

Type	Lentille intraoculaire, copolymère, monofocale, monobloc, jaune, pour implantation dans le sac capsulaire
Optique	Asphérique
Retardement PCO	Bords carrés sur 360° (breveté)
Puissances*	Uniquement disponible sur commande +36.0 D → +45.0 D · (incrément 1.0 D)
Constante-A**	118.9 (SRK/T)
Stérilisation	Vapeur

Matériau

Matériau	Copolymère de monomères acryliques, hydrophiles et hydrophobes, 25% d'eau, avec filtres UV et lumière bleue
Indice de réfraction	1.46
Nombre ABBE	58

Géométrie

Design optique	Convexe - concave (-10.0 D → -1.0 D) Biconvexe (0.0 D « +45.0 D)
Diamètre total	13.0 mm
Diamètre optique	6.0 mm
Épaisseur haptiques	0.40 mm
Angulation haptiques	Angulation 0° - Design breveté : double haptique en C ajourée

Conservation et conditionnement

Température	+15°C / +35°C
Conditionnement	Boite de 1 unité
Durée de conservation	5 ans

* Autres puissances sur demande

** La constante A est susceptible d'évoluer. Pour obtenir les dernières valeurs, merci de vous rendre sur le site ULIB : <http://ocusoft.de/ulib/c1.htm>