



Produit

Nom	ELON TORIQUE
Références	877PETY
Code ClaDiMed	50BI03

Gamme dioptrique

Puissances	+10.0 D → +30.0 D (0.5 D incrémentation)							
Cylindres	T2	1.0 D	T3	1.5 D	T4	2.25 D	T5	3.0 D
	T6	3.75 D	T7	4.5 D	T8	5.25 D*	T9	6.0 D*

Matériau

Matériau	Acrylique hydrophobe avec filtre UV + filtre lumière bleue
Indice de réfraction	1.47
Nombre ABBE	58

Géométrie

Diamètre optique	6.0 mm
Diamètre total	13.0 mm
Design optique	Asphérique - Aberration Neutre Biconvexe (+10.0 D → +30.0 D)
Constante A	118.9
Angle de contact	Angle de contact de 124° avec le sac capsulaire**
Zone EDOF	Réfractive avec technologie Wavefront Linking
Design haptique	Angulation 0° double haptique en C ajourée
Prévention de la cataracte secondaire	Brevet : bord carré à 360°
Date de péremption	30 mois

Injection

Taille estimée de l'incision	2.2 mm
Injecteur compatible	POB-MA usage unique Injecteur préchargé

* sur commande jusqu'à +11,0 D SEO ** Mesuré dans une simulation de sac capsulaire standard de 10 mm.