



## Produit

Nom	ELON
Références	877PEY
Code ClaDiMed	50BI02

## Gamme dioptrique

Puissances	8.0 D → +30.0 D · (incrément 0.5 D) 31.0 D → +35.0 D · (incrément 1.0 D)
Référence	877PEY

## Matériau

Matériau	Acrylique hydrophobe avec filtre UV + filtre lumière bleue
Indice de réfraction	1.47
Nombre ABBE	58

## Géométrie

Diamètre optique	6.0 mm
Diamètre total	13.0 mm
Design optique	Asphérique - Aberration Neutre Biconvexe (+8.0 D → +35.0 D)
Constante A	118.9
Angle de contact	Angle de contact de 124° avec le sac capsulaire*
Zone EDOF	Réfractive avec technologie Wavefront Linking
Design haptique	Angulation 0° double haptique en C ajourée
Prévention de la cataracte secondaire	Brevet : bord carré à 360°
Date de péremption	30 mois

## Injection

Taille estimée de l'incision	2.2 mm
Injecteur compatible	POB-MA usage unique Injecteur préchargé

\*Mesuré dans une simulation de sac capsulaire standard de 10 mm