



Produit	
Nom	AddOn
Références	A4SW00 · A4TW0T · A4TW00 · A4FW0T · A4FW00 · A4DW0M · A4EW0M · A4HW0M
Code ClaDiMed	S50B198
Spécifications techniques	
Type	Lentille intraoculaire, copolymère, monobloc, pour implantation dans le sulcus ciliaire, en sus d'une LIO primaire, d'un œil pseudophaque (aucun contact avec la LIO primaire).
Optique	Sphérique monofocale/trifocale/torique/trifocale torique
Puissances AddOn Monofocal	
• A4SW00	-10.0D → +10.0D (incrément 0.25D)
Puissances AddOn Torique	
• A4TW0T	0.0D / Cyl: +1.0D ; +1.5D → +4.5D (incrément 0.75D)
• A4TW00	0.0D / Cyl: +5.25D → +9.0D (incrément 0.75D); +10.0D; +11.0D
• A4FW0T	-10.0D → +10.0D (incrément 0.25D) / Cyl: +1.0D; +1.5D → +4.5D (incrément 0.75D)
• A4FW00	-10.0D → +10.0D (incrément 0.25D) / Cyl: +5.25D → +9.0D (incrément 0.75D); +10.0D; +11.0D
Puissances AddOn Trifocal	
• A4DW0M	0.0D; Addition: +3.0D
• A4EW0M	-5.0D → -0.5D (incrément 0.25D); Addition: +3.0D +0.5D → +5.0D (incrément 0.25D); Addition: +3.0D
Puissances AddOn Trifocal Torique	
• A4HW0M	-3.0D → +3.0D (incrément 0.5D); Addition: +3.0D / Cyl: +1.0D → +4.5 D (incrément 0.5D)
Stérilisation	Vapeur
Matériau	
Matériau	Copolymère de monomères acryliques hydrophiles (25% d'eau) avec filtre UV.
Indice de réfraction	1.46
Nombre ABBE	58
Géométrie	
Design optique	Convexe - concave
Diamètre total	13.0 mm
Diamètre optique	6.0 mm
Épaisseur haptiques	0.30 mm
Angulation haptiques	0° - droit, 4 anses fermées
Conservation et conditionnement	
Durée de conservation	5 ans
Température	+15°C / +35°C
Conditionnement	Boite de 1 unité

**Calculateur AddOn**  
<https://www.1stq.de/en/addon-calculator>

