

- ☉ SANS SUBSTANCE D'ORIGINE ANIMALE
- ☉ SANS BULLE
- ☉ PROTECTION DES CELLULES ENDOTHÉLIALES
- ☉ MAINTIEN DE LA CHAMBRE ANTÉRIEURE ET DU SAC CAPSULAIRE
- ☉ NE NÉCESSITE PAS UN STOCKAGE RÉFRIGÉRÉ



Nom	<b>VISOCU</b>
Références	VISOCU HPMC
Code ClaDiMed	S50AB01
Composition	Hydroxypropyl méthyl cellulose (HPMC) (40 mg/ml), hydrogénophosphate disodique dodécahydraté, dihydrogénophosphate de sodium dihydrate, chlorure de sodium et eau pour préparation injectable
Concentration	HPMC : 2.0%
Structure	Haute dispersibilité
Osmolalité	260 - 350 mOsmol/kg
pH	6.8 - 7.4
Volume	2 ml
Canule	23G (courbée)
Stérilisation	Oxyde d'éthylène
Température de conservation	+2°C / +25°C
Conditionnement	Boîte de 1 unité